

CHAMOT

高迁移率族蛋白 B1/HMGB1 ELISA Development Set for Multispecies

CM001-5XE

CM001-10XE

CM001-15XE



CHAMOT

乔默®生物

Specialize In Cytokines



CONTENT

1 产品简介

2 产品储存/运输

高迁移率族蛋白 B1/HMGB1 ELISA Development Set for Multispecies

产品编号	CM001-5XE	CM001-10XE	CM001-15XE
规格	5 Plates	10 Plates	15 Plates

产品简介

别称	High Mobility Group Protein 1,HMG1
产品形式	Liquid, Lyophilized power
产品应用	ELISA
产品组成	5 plates: Anti-HMGB1 包被抗体 1 vial Anti-HMGB1 检测抗体 1 vial HMBG1 标准品 1 vial
	10 plates: Anti-HMGB1 包被抗体 2 vial Anti-HMGB1 检测抗体 2 vial HMBG1 标准品 2 vial
	15 plates: Anti-HMGB1 包被抗体 3 vial Anti-HMGB1 检测抗体 3 vial HMBG1 标准品 3 vial

产品储存/运输

储存	4℃/-20℃ 避光可长期保存；避免反复冻融
运输	Blue Ice

For Research Use or Further Manufacturing Only

Chamot Biotechnology(Shanghai) Co., Ltd. www.chamot-bio.com

Tel: 021-51880030 Mail: info@chamot-bio.com QQ: 864920491