

CHAMOT

无菌水 / Sterile water

CMB001



CHAMOT

乔默®生物

Specialize In Cytokines



CONTENT

1 产品简介

2 产品使用

3 产品储存/运输

无菌水 / Sterile water

产品编号	CMB001
规格	1.5 mL

产品简介

产品描述 本产品为无菌超纯水，无色透明，无异物，用于重组细胞因子的重悬。

产品应用 Cell Culture

产品组成 H₂O, pH7.2, 无菌

产品使用

该产品可用于重悬冻干粉状重组细胞因子，建议溶解浓度不低于100 µg/mL，不高于1mg/mL。
重组细胞因子产品加入合适体积无菌水后，室温静置至少20min以充分溶解。勿涡旋剧烈振荡。

注意事项：

- 1、本产品为即用型，经0.22µm过滤除菌，可直接使用。
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 3、本产品仅用于科研使用，不用于诊断和治疗。

产品储存/运输

储存 室温或2-8°C，有效期1年

运输 蓝冰

For Research Use or Further Manufacturing Only

Chamot Biotechnology(Shanghai) Co., Ltd. www.chamot-bio.com

Tel: 021-51880030 Mail: info@chamot-bio.com QQ: 864920491